

Anticorpo Policlonale Anti-Citoesina-1 (Cyth1) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

Numero articolo: CM0021032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la Citoesina-1 umana (CYTH1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Proteina di ~46 kDa. Ideale per studi sull'attivazione ARF, traffico di membrana e polarizzazione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYTH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della CYTH1 umana (NP_004753.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15438
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio