


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cheratina 1 (Krt1) Per Wb, If-P, Elisa - P04264

Numero articolo: CM0004514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cheratina 1 (KRT1) di alta qualità, validato per applicazioni WB, IF-P e ELISA. Reagisce con materiale umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla differenziazione dei cheratinociti e sull'integrità strutturale epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cytokeratin 1 (KRT1) Rabbit mAb
Note / Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Cytokeratin 1 (KRT1)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3848
ID gene	3848
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 545-644 della Cheratina 1 (KRT1) umana (P04264)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04264
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio