


Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 10 Per If-P, Elisa - P13645

Numero articolo: CM0004493



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting la citocheratina 10 umana (CK-10, K10). Validato per immunofluorescenza (IF-P) e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Supporta la ricerca sulla differenziazione dei cheratinociti e sulla barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina 10 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Citocheratina 10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3858
GeneID	3858
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 485-584 della citocheratina 10 umana (P13613645).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13645
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio