

Anti-Citocheratina 12 (Krt12) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per If-P, Ihc-P, Elisa - Q99456

Numero articolo: CM0002480

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla Citocheratina 12 (KRT12) umana, validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Essenziale per gli studi sull'epitelio corneale, sui filamenti intermedi e sulla distrofia corneale di Meesmann.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 12 (KRT12) mAb Coniglio
Note/Alias	K12; MECD1; Citocheratina 12 (KRT12)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3859
Gene ID	3859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-494 della Citocheratina 12 (KRT12) umana (NP_000214.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99456
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio