

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Citocheratina 12 (Krt12) Per Wb Ed Elisa - Q99456

Numero articolo: CM0029441

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla citocheratina 12 (KRT12) umana. Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitelio corneale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina 12 (KRT12) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	K12; MECD1; Citocheratina 12 (KRT12)
Specie	Umano
GeneID (umano)	3859
GeneID	3859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 295-494 della citocheratina 12 umana (Citocheratina 12 (KRT12)) (NP_000214.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99456
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio