

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cheratina 12 (Krt12) Per Wb Ed Elisa - Q99456

Numero articolo: CM0014888

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Cheratina 12 (KRT12) umana, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitelio corneale e sulla distrofia corneale di Meesmann.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cheratina 12 (KRT12) pAb di Coniglio
Note/Alias	K12; MECD1; Cheratina 12 (KRT12)
Specie	Umano
ID Gene	3859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 295-494 della Cheratina 12 (KRT12) umana (NP_000214.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99456
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio