

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 13 (Krt13) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13646

Numero articolo: CM0002117

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la citocheratina umana 13 (KRT13), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitelio mucoso e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 13 (KRT13) mAb di Coniglio
Note/Alias	K13; CK13; WSN2; Citocheratina 13 (KRT13)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3860
Gene ID	3860
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13646
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio