

Anti-Citocheratina 13 (Krt13) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - P13646

Numero articolo: CM0028071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la citocheratina umana 13 (KRT13, CK13, K13), validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. PM ~50kDa. Uso nella ricerca sulla biologia dell'epitelio mucoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 13 (KRT13) pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	K13; CK13; WSN2; Citocheratina 13 (KRT13)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3860
ID Gene	3860
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-458 della citocheratina umana 13 (Citocheratina 13 (KRT13)) (NP_705694.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13646
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio