

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 13 (Krt13) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

Numero articolo: CM0020846

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la citocheratina 13 umana (KRT13), nota anche come CK13 o WSN2. Adatto per applicazioni di Western blot, IHC, IF ed ELISA nella ricerca epiteliale e delle mucose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-citocheratina 13 (KRT13)
Note/alias	K13; CK13; WSN2; Citocheratina 13 (KRT13)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3860
GeneID	3860
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-458 della citocheratina 13 umana (KRT13) (NP_705694.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13646
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante