


Anticorpo Policlonale Anti-Citocheratina 14 (Krt14) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02533

Numero articolo: CM0018682



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citocheratina 14 umana (KRT14/CK14) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva KRT14 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla cheratinizzazione, l'integrità epiteliale e l'epidermolisi bollosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citocheratina 14 (KRT14) pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citocheratina 14 (KRT14)
Specie	Umana
ID gene (umano)	3861
ID gene	3861
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 371-470 della Citocheratina 14 umana (KRT14) (NP_000517.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02533
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio