


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citokeratina 14 (Krt14) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

Numero articolo: CM0003344



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citokeratina 14 (KRT14) (P02533) validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Immunogeno proteico ricombinante, 52kDa. Ideale per la ricerca sulla biologia dei cheratinociti e dell'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-Citokeratina 14 (KRT14) di coniglio
Note/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3861
ID gene	3861
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 264-457 della Citokeratina 14 (KRT14) umana (P02533)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02533
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio