

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 16 (Krt16) Per Wb - P08779

Numero articolo: CM0010857

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la citocheratina 16 (KRT16) umana. Validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Adatto per la ricerca sulla biologia cutanea e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la citocheratina 16 (KRT16)
Note/Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Citocheratina 16 (KRT16)
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3868
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della citocheratina 16 (KRT16) umana (P08779).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P08779
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante