

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Citocheratina 16 (Krt16) Per Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

Numero articolo: CM0028553

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targetizza la Citocheratina 16 (KRT16) umana, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Per la biologia della pelle e la ricerca sulle cheratine. (SWISS P08779).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Citocheratina 16 (KRT16) Coniglio pAb
Note/Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Citocheratina 16 (KRT16)
Specie	Umano
GenelD	3868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-430 della Citocheratina 16 (KRT16) umana (NP_005548.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08779
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio