

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 17 (Krt17) Per Wb, Elisa - Q04695

Numero articolo: CM0010816

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citocheratina 17 (KRT17), validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione epiteliale, la biologia del follicolo pilifero e la psoriasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Citocheratina 17 (KRT17)
Note/alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citocheratina 17 (KRT17)
Specie	Umano
GeneID (umano)	3872
GeneID	3872
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Citocheratina 17 umana (KRT17) (Q04695).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q04695
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante