

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 17 (Krt17) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Numero articolo: CM0020238

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citocheratina 17 umana (KRT17), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per lo studio della differenziazione dei cheratinociti, della biologia del follicolo pilifero, della psoriasi e delle cellule staminali epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina 17 (KRT17) pAb di coniglio
Note/alias	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Citocheratina 17 (KRT17)
Specie	Umano
GenID (umano)	3872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 133-432 della Citocheratina 17 umana (NP_000413.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q04695
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante