

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 17 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Numero articolo: CM0008231

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la Citocheratina 17 umana, convalidato per WB, IF, IHC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule epiteliali e sugli studi degli annessi cutanei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 17 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3872
GenelD	3872
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 333-432 della Citocheratina 17 umana (NP_000413.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio