

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Citokeratina 18 (Ck18) (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

Numero articolo: CM0008211

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Citokeratina 18 (CK18) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina del filamento intermedio di 48kDa negli epiteli semplici. Adatto per la ricerca sul cancro, la biologia cellulare e la diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cytokeratin 18 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	K18; CK-18; CYK18
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 241-430 della Citokeratina 18 umana (NP_000215.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05783
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio