

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citokeratina 18 (Krt18) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

Numero articolo: CM0017592

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citokeratina 18 (KRT18) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la biologia delle cellule epiteliali e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 18 (KRT18) Rabbit pAb
Annotazioni/Abbreviazioni	K18; CK-18; CYK18; Citokeratina 18 (KRT18)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-430 della Citokeratina 18 (KRT18) umana (NP_000215.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05783
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio