


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 19 (Ck19) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P08727

Numero articolo: CM0003350



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting la Citocheratina-19 umana (CK19), immunogeno peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 di KRT19. Validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Adatto per la ricerca sui tessuti epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Citocheratina 19 (CK19) mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	K19; KRT19; K1CS; Citocheratina 19 (CK19)
Specie	Umano
GeneID (umano)	3880
GeneID	3880
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Citocheratina 19 umana (KRT19) (KRT19) (P08727).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08727
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio