


Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 19 (Krt19) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08727

Numero articolo: CM0003427



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting la citocheratina 19 (KRT19) umana. Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Riconosce KRT19 umano, murino e ratto. Utilizzare per la ricerca sui filamenti intermedi e sull'organizzazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina 19 (KRT19) Coniglio PolymAb®
Note/Alias	K19; CK19; K1CS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3880
GeneID	3880
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-400 della citocheratina 19 (KRT19) umana (NP_002267.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08727
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio