


Anticorpo Policlonale Anti-Citocheratina 19 (Krt19) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08727

Numero articolo: CM0016636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citocheratina 19 umana (KRT19/CK19), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la biologia epiteliale e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Citocheratina 19 (KRT19) pAb di Coniglio
Note/Alias	K19; CK19; K1CS; Citocheratina 19 (KRT19)
Specie	Umano
GenelD (umano)	3880
GenelD	3880
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-340 della Citocheratina 19 umana (KRT19) (NP_002267.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio