


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cheratina 19 (Krt19) Per If, Ihc, Fc, Elisa - P08727

Numero articolo: CM0006224



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Cheratina 19 (KRT19) umana, validato per IF/ICC, IHC-P, FC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla costamera muscolare e sulla biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cheratina 19 (KRT19)
Note/Alias	K19; CK19; K1CS
Specie	Umano
GeneID	3880
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 301-400 della Cheratina 19 (KRT19) umana (NP_002267.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intracellulare), ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio