

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 20 (Krt20) Per Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Numero articolo: CM0013322

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citocheratina 20 (KRT20), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per lo studio dell'organizzazione dei filamenti di cheratina, della secrezione di mucina e della biologia dell'epitelio intestinale. Fa parte del portafoglio di materie prime IVD di CamelBio per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Citocheratina 20 (KRT20), pAb di coniglio                                                                                                           |
| Note/Alias          | K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Citocheratina 20 (KRT20)                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| ID del gene         | 54474 (umano)                                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-424 della Citocheratina 20 umana (KRT20) (NP_061883.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, topo                                                                                                                                         |
| SWISS               | P35900                                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 48 kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                                              |