

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 2E (Krt2) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35908

Numero articolo: CM0005822

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla citocheratina 2e umana (KRT2, CK-2e). Validato in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione epidermica e sui cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 2e (KRT2) mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Citocheratina 2e (KRT2)
Specie	Umano
GenelD	3849
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 293-422 della KRT2 umana (P35908)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35908
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio