


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Citokeratina 5 (Krt5) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

Numero articolo: CM0026062



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la Citokeratina 5 (KRT5) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della biologia dei filamenti intermedi nei cheratinociti basali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 5 Rabbit pAb
Note/Alias	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citokeratina 5 (KRT5)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3852
ID gene	3852
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Citokeratina 5 (KRT5) umana (NP_000415.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P13647
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio