


Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13647

Numero articolo: CM0002494



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Citocheratina 5 umana (KRT5), adatto per Western blotting, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'epidermide e sui cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citocheratina 5
Note/Alias	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citocheratina 5 (CK5)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3852
GeneID	3852
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 491-590 della Citocheratina 5 umana (KRT5) (P13647)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13647
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio