

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocheratina 6 (Krt6) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Numero articolo: CM0002536

introduzione

L'anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di CamelBio è mirato alla citocheratina umana 6 (KRT6, SWISS P48668), validato per western blot, immunohistochemistry e ELISA. Adatto per studi di biologia epiteliale e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Citocheratina 6 (KRT6) mAb di Coniglio
Note/Alias	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Citocheratina 6 (KRT6)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	286887
ID Gene	286887
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 465-564 della citocheratina umana 6 (P48668)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P48668
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio