

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 6 (Krt6) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02538

Numero articolo: CM0008141



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta purezza diretto contro la Citocheratina 6 (KRT6A) umana. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'integrità epiteliale, la guarigione delle ferite e la biologia dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Citocheratina 6 (KRT6)
Annotazioni/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Citocheratina 6 (KRT6)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3853
GeneID	3853
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Citocheratina 6 (KRT6) umana (P02538).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02538
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio