

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Citocheratina 6 (Krt6) Per Wb Ed Elisa - P02538

Numero articolo: CM0030483



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per la Citocheratina 6 (KRT6) umana, validato per WB ed ELISA. Rileva una banda a 60 kDa; ideale per lo studio dell'integrità epiteliale, della riparazione delle ferite e delle cheratinopatie. - P02538

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina 6 (KRT6) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Citocheratina 6 (KRT6)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3853
ID Gene	3853
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Citocheratina 6 (KRT6) umana (NP_005545.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P02538
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio