

Anticorpo Monoclonale Anti-Citokeratina 7 (Krt7) Per Wb, If, Ihc, Elisa - P08729

Numero articolo: CM0005232



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la Citokeratina 7 (KRT7, CK7) umana. Adatto per rilevamento WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce in modo crociato con ortologi di topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 291-463, P08729).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 7 (KRT7) mAb di coniglio
Note / Alias	K7; KRT7; SCL; K2C7; Citokeratina 7 (CK7)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3855
ID gene	3855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 291-463 della Citokeratina 7 (KRT7) umana (P08729)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08729
Peso molecolare proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio