

Anticorpo Monoclonale Anti-Citokeratina 7 (Krt7) Per Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Numero articolo: CM0004568



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citokeratina 7 (KRT7) validato per WB, IHC-P, IF e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia epiteliale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 7 (KRT7) Rabbit mAb
Note/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Citokeratina 7 (KRT7)
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3855
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Citokeratina 7 (KRT7) umana (P08729)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08729
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio