

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cytokeratina 7 (Krt7) Per Wb, If-P, Elisa - P08729

Numero articolo: CM0024480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Citocheratina 7 (KRT7) validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia una proteina citoscheletrica coinvolta nella segnalazione dell'interferone e nella regolazione della traslazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citocheratina 7 (KRT7) Rabbit pAb
Note/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Citocheratina 7 (KRT7)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3855
GeneID	3855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-469 della Citocheratina 7 (KRT7) umana (NP_005547.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08729
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Ghiaccio secco