


Anticorpo Monoclonale Anti-Cytokeratina 8 (Ck8) Per Wb E Elisa - P05787

Numero articolo: CM0004802



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo che bersaglia la Cytokeratina 8 (CK8) umana per applicazioni WB e ELISA. Validato per le specie umana, mouse e ratto, con mappatura dell'epitopo su un peptide sintetico. Ideale per la ricerca su cellule epiteliali e cheratine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cytokeratin 8 Mouse mAb
Annotazioni/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8
Specie	Umana
GeneID	3856
Immunogeno	Peptide sintetico di CK8
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	P05787
Peso proteico	54 kDa/56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio