


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cytokeratina 8 (Krt8) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05787

Numero articolo: CM0016189



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Citokeratina 8 (KRT8). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per lo studio dei filamenti intermedi di cheratina e della meccanica delle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 8 (KRT8) Rabbit pAb
Note/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Citokeratina 8 (KRT8)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3856
ID gene	3856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-483 della Citokeratina 8 (KRT8) umana (NP_002264.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P05787
Peso proteico	54 kDa/56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio