

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 9 (Krt9) Per Wb, Elisa - P35527

Numero articolo: CM0010148

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla Citocheratina 9 (KRT9) umana, validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della differenziazione dell'epidermide palmoplantare e dei disturbi correlati alle cheratine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocheratina 9 (KRT9) mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	K9; CK-9; EPPK; Citocheratina 9 (KRT9)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3857
GeneID	3857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 254-412 della Citocheratina 9 (KRT9) umana (P35527)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35527
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio