

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cheratina 9 (Krt9) Per Wb, If-P, Elisa - P35527

Numero articolo: CM0016100

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Cheratina 9 (KRT9) umana, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva KRT9 umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione dei cheratinociti palmoplantari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Cheratina 9 (KRT9)
Note/Alias	K9; CK-9; EPPK; Cheratina 9 (KRT9)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3857
GeneID	3857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-450 della Cheratina 9 (KRT9) umana (NP_000217.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35527
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio