


Anticorpo Policlonale Anti-Citocheratina Ae1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08879 / P08727

Numero articolo: CM0029508



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Citocheratina AE1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce le cheratine umane, murine e ratte (KRT10/14/15/16/19) con pesi molecolari 44-59 kDa. Ideale per la differenziazione epiteliale e la ricerca sui carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Citocheratina AE1 pAb coniglio
Note/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso proteico	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio