


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cheratocitina Ae1 Per If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Numero articolo: CM0008515



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Cheratocitina AE1, che rileva multiple cheratine di tipo I (K10, K14, K15, K16, K19). Validato per IF-P, IHC-P ed ELISA su tessuti umani, di topo e di ratto. Ideale per la biologia delle cellule epiteliali e la ricerca sul carcinoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Cheratocitina AE1
Note/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso Proteico	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio