


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cytokeratina Ae3 Per Wb, Ihc-P, Elisa -

P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

Numero articolo: CM0025134



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Citokeratina AE3 (K1, CK1, EHK) validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni umani. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule epiteliali e dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cytokeratin AE3 Rabbit pAb
Note / Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GenelD	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 181-280 della Citokeratina AE3 umana (NP_00612.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
Peso proteico	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio