


Anticorpo Policlonale Anti- Δ -Catenina/P120 Catenina Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Numero articolo: CM0024396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro δ -Catenina/p120 Catenina (CTNND1). Adatto per WB, IHC-P, ELISA con reattività in umano, topo e ratto. Esplora la ricerca su adesione cellulare, trascrizione e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti- δ -Catenina/p120 Catenina
Note/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenina/p120 Catenina
Specie	Umano
GeneID	1500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-968 della δ -Catenina/p120 Catenina umana (NP_001078927.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60716
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio