


Anticorpo Policlonale Anti- δ -Catenin/P120 Catenin Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Numero articolo: CM0023865



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a δ -Catenin/p120 Catenin (CTNND1) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Regolatore chiave dell'adesione mediata dalle caderine e della trascrizione; ideale per studi sul cancro e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenin/p120 Catenin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1500
GeneID	1500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 573-832 della δ -Catenin/p120 Catenin umana (NP_001078938.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60716
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio