


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Per Wb Ed Elisa - O60716

Numero articolo: CM0024613



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la δ -Catenina/p120 Catenina umana, validato per WB ed ELISA. Reattivo con umano, topo, ratto. Per la ricerca sull'adesione cellulare e sul cancro. Peso molecolare previsto 108 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio δ -Catenina/p120 Catenina
Note/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1500
ID Gene	1500
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60716
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio