

Anticorpo Policlonale Anti-D2Hgdh Per Wb E Elisa - Q8N465

Numero articolo: CM0024032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting D2HGDH umano per applicazioni WB e ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del D-2-idrossiglutarato, della funzione mitocondriale e dei relativi meccanismi patologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	D2HGDH Rabbit pAb
Note/Alias	D2HGD; D2HGDH
Specie	Umano
Gene ID	728294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 322-521 di D2HGDH umano (NP_689996.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N465
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio