


Anticorpo Policlonale Anti-D53 Per Wb Ed Elisa - Q2Rbp2

Numero articolo: CM0022897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DWARF 53 (D53) di Oryza sativa. Validato per WB ed ELISA. Utile per lo studio della segnalazione degli strigolattoni e dello sviluppo dei culmi nel riso. Peso molecolare approssimativo 123 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	D53 Rabbit pAb
Note/Alias	D53; DWARF53; Osj_32651
Specie	Oryza sativa
GeneID	4349543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1000-1100 di D53 di Oryza sativa (Q2RBP2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q2RBP2
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio