

Anticorpo Policlonale Anti-Daam2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Numero articolo: CM0025387

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DAAM2, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DAAM2 Rabbit pAb
Note/Alias	NPHS24; dJ90A20A.1; DAAM2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23500
GenelD	23500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di DAAM2 umano (NP_056160.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86T65
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio