

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dab1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075553

Numero articolo: CM0016299

introduzione

Anticorpo DAB1 policlonale di coniglio validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira all'adattatore di segnalazione della reelina, ideale per studi sulla migrazione neuronale e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DAB1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCA37; DAB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1600
ID Gene	1600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di DAB1 umano (NP_066566.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075553
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio