


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dab2 Per Wb, Fc, Elisa - P98082

Numero articolo: CM0028682



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto verso la disabled homolog 2 (DAB2/DOC2) umana, validato per WB, FC, ELISA. Reagente chiave per la ricerca su endocitosi, segnalazione e cancro. Specifico per DAB2 umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DAB2 Rabbit pAb
Note/Alias	DOC2; DOC-2; DAB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1601
ID gene	1601
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 340-580 della DAB2 umana (NP_001334.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P98082
Peso proteico	82 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio