


Anticorpo Policlonale Anti-Dach1 Per Wb, Elisa - Q9Ui36

Numero articolo: CM0024781



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DACH1 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murine e ratto. Rileva una proteina di 79 kDa, un fattore di trascrizione coinvolto nell'organogenesi e nella segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DACH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DACH; DACH1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1602
ID gene	1602
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UI36
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio