

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dact3 Per Wb E Elisa - Q96B18

Numero articolo: CM0030035

introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit anti-DACT3 di CamelBio bersaglia l'N-termino (aa1-160) del DACT3 umano e riconosce il DACT3 di topo e ratto. Convalidato per WB e ELISA, è ideale per la ricerca sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DACT3 Rabbit pAb
Note/Alias	RRR1; DAPPER3; DACT3
Specie	Uomo
GenelD (umano)	147906
GenelD	147906
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96B18
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio