

Anticorpo Policlonale Anti-Dad1 Di Coniglio (Wb, Elisa) - P61803

Numero articolo: CM0018496



introduzione

Anticorpo policlonale anti-DAD1 di coniglio validato per WB ed ELISA. Rileva DAD1 umano, murino e di ratto, una subunità del complesso OST fondamentale per la N-glicosilazione. Ideale per la ricerca sullo stress del RE e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAD1 pAb di coniglio
Note/Alias	OST2; DAD1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1603
GeneID	1603
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di DAD1 umano (NP_001335.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P61803
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante